

Laborzubehör

Für den Transport des Probegutes stehen verschiedene Flaschen und Flaschengrößen zur Verfügung. Die Verschlüsse gibt es ebenfalls in verschiedenen Ausführungen, für Nadelsystem und Stericap. Septum-Stopfen, -Scheiben und spezielle Septum-Mehrfachmembranen sind im Programm.

Alternative Varianten stehen auch zur Verfügung:

- UV-beständiges Braunglas
- Autoklavierbare PP-Flaschen
- PE-Beutel



Laborzubehör

Eine sichere Montage der Mehrfachmembrane gewährleistet eine Montagevorrichtung, die innerhalb von Sekunden die sichere Einbringung der Membrane in den Schraubring garantiert.

Diese Anschaffung gilt in der Regel als einmalig.



Montagevorrichtung für Mehrfachmembrane